

FICHA TÉCNICA – Departamento Regulatorio

Fecha: 27/05/2024

Producto: KIT MAGNET DROSOPHILA

País: España

**KIT MAGNET DROSOPHILA**

INFORMACIÓN GENERAL	Tipo de producto	Desinsectación - Cebos
	Descripción	La trampa reutilizable para la captura de Drosophila spp. es compacta (9 cm x 24 cm) y fácil de usar, solo necesita agregar 2 bolsas hidrosolubles a 200ml de agua. Con una duración atrayente de 2-4 semanas, esta solución eficaz y ecológica garantiza un control continuo de plagas. ¡Proteja su espacio de manera sencilla y sostenible!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Composición	100% Ingredientes alimentarios
	Presentación	Kit 1 trampa (9 cm x 24 cm) + 10 bolsas hidrosolubles
	Referencia interna	3933

MODO DE EMPLEO	Instrucciones de uso	Agregar 2 bolsas hidrosolubles a 200ml de agua
	Organismos objetivo	Drosophila spp.

PELIGROS	Advertencias	Lea siempre la etiqueta antes de usar y respete todas las instrucciones proporcionadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.
-----------------	--------------	--

ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN	Almacenaje	Mantener en el envase original. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Se recomienda conservar el producto a una temperatura entre 5°C y 40°C.
	Eliminación	La eliminación de residuos debe realizarse de acuerdo con las normativas comunitarias, nacionales y locales vigentes.

OTROS COMENTARIOS
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume los riesgos por los daños que pudieran derivarse de hechos que escapan al control del fabricante, así como los perjuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada del producto. El Departamento Regulatorio no es responsable de cualquier cambio realizado en este documento sin su revisión y aprobación. Esta Ficha Técnica no es vinculante. Por favor consulte el Registro o la MSDS.