

POISON FREE BAIT

Monitoring gel bait to attract rodents

CONTENT / CONTENIDO / CONTENU / INHALT / CONTEÚDO / CONTENUTO: 300 gr. e

Active monitoring

MAGNET gel rats



MAGNET GEL RATS
Feeding gel bait to attract RATS

FEATURES

MAGNET GEL RATS is a new powerful feeding bait in form of gel for any kind of rats. Ideal to increase attraction and effectiveness of swinging or glue board traps.

APPLICATIONS AND RECOMMENDED USES

The combination of glue board traps, swinging or multicaught traps with MAGNET GEL RATS allows detecting, monitoring and capturing any kind of rodent entering the premises to be protected.
Place MAGNET GEL RATS on the central part of the glue board of the trap regardless if it is a glue board, swinging trap or multi-catch trap, at a dose of approximately of 20 grams. Preferably, the traps should be placed at a minimum distance of 5 meters between them.



MAGNET GEL RATS
Cebos alimentares en gel para la atracción de roedores

CARACTERÍSTICAS

MAGNET GEL RATS es un potente atrayente en forma de gel para todo tipo de roedores, ideal para incrementar la atracción y la eficacia de las trampas basculantes o adhesivas.

APLICAÇÕES E USOS RECOMENDADOS

La combinación de trampas adhesivas, basculantes o de captura múltiple con MAGNET GEL RATS permite detectar, monitorizar y capturar cualquier tipo de roedor que entre en las instalaciones a proteger.
Emplazar MAGNET GEL RATS en la parte central del adhesivo de la trampa ya sea adhesiva, basculante o de captura múltiple, a una dosis de unos 20 gramos. Preferiblemente las trampas deberán disponerse a una distancia mínima de 5 metros entre sí.



MAGNET GEL RATS
Attraitif alimentaire sous forme de gel pour les rongeurs

CARACTERÍSTICAS

MAGNET GEL RATS est un nouvel et puissant appât alimentaire sous forme de gel pour tout type de rongeurs, idéal pour augmenter l'attraction et l'efficacité des pièges à bascule et pièges adhésifs.

APPLICATIONS ET UTILISATIONS RECOMMANDÉES

La combinaison de pièges adhésifs, à bascule ou multi-captures avec le MAGNET GEL RATS permet de détecter, surveiller et capturer tout type de rongeurs des lieux à protéger.
Placer une dose de 20 grammes environ de MAGNET GEL RATS sur la partie centrale du piège adhésif, à bascule ou multi-captures. Les pièges doivent être placés, de préférence, à une distance minimale de 5 mètres entre eux.



MAGNET GEL RATS
Futterlöder in Gelform zum Anlocken von Nagetieren

EIGENSCHAFTEN

MAGNET GEL RODENTS ist ein potentes Lockmittel in Gelform für Nager aller Art, ideal für das Anlocken und die Wirksamkeit von Kasten- oder Klebfallen.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN UND BENUTZUNG

Die Kombination von Kiebel-, Kasten- oder Mehrfachfallen mit MAGNET GEL RODENTS ermöglicht es, Nager aller Art, die in die zu schützenden Installationen eindringen, zu entdecken, zu überwachen und einzufangen.
Geben Sie MAGNET GEL RODENTS in den Mittelbereich des Achsels der Falle, unabhängig, ob es sich um Kiebel-, Kasten- oder Mehrfachfalle handelt. Die Dosis beträgt ca. 20 Gramm. Die Fallen sollten, wenn möglich, in einem Abstand von mindestens 5 Metern untereinander aufgestellt werden.



MAGNET GEL RODENTS
Gel Food Isco para atrair roedores

RECURSOS

MAGNET ROEDORAS GEL é uma forma de gel atrativo poderoso para todos os tipos de roedores, ideal para aumentar a atração e eficácia das inclinação ou armadilhas adesivas.

APLICAÇÕES E USOS

A combinação de armadilhas adesivas, inclinando ou capturar várias ROEDORAS MAGNET gel para detectar, monitorar e capturar qualquer tipo de roedores de entrar nas instalações a serem protegidas.
ROEDORAS GEL MAGNET implantar na parte central da armadilha adesiva quer adesiva, inclinando ou várias capturas, a uma dose de

cerca de 20gramas . De preferência, as armadilhas devem ser dispostas a uma distância mínima de 5 metros de distância.



MAGNET GEL RATS
Escala in GEL particolarmente attrattiva per i roditori

CARATTERISTICHE

MAGNET GEL RATS è una nuova esca alimentare potente in forma di gel per ogni tipo di roditori, ideale per aumentare l'attrazione e l'efficacia delle trappole basculanti o trappole adesive.

APPLICAZIONI E USI CONSIGLIATI

La combinazione di trappole base di colla, basculante o trappole multi-catch con i ratti MAGNET GEL, permette di rilevare, monitorare e catturare qualsiasi tipo di roditori nei locali da proteggere.
Posizionare MAGNET GEL RATS sulla parte centrale del pannello adesivo della trappola indipendentemente dal fatto che questa trappola è a base di colla, basculante o multi-capture trappola, con una dose di circa 20 grammi. Preferibilmente, le trappole devono essere poste ad una distanza minima di 5 metri fra loro.

DOSE:
20 g of gel per trap



MYLVA S.A.

Via Augusta, 48
08006 Barcelona
Telf. +34 934153226
www.mylva.eu



MANUFACTURED EU

Batch / Expiry date: printed on the tube