

Fecha: 09/11/2023

Producto: Rolling Mouse Trap

País: España



ROLLING MOUSE TRAP

INFORMACIÓN GENERAL	Tipo de producto	Desratización - Portacebos, trampas y monitoreo
	Descripción	Dispositivo rotatorio de captura múltiple para roedores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Material	Aluminio
	Peso	180-185 g
	Dimensiones	360x40x40 mm
	Color	Metálico
	Formato de presentación	1 unidad
	Referencia interna	[3275]

MODO DE EMPLEO	Instrucciones de uso	Consta de un tubo cilíndrico con un anillo en el medio que duplica su eficacia. Rolling Mouse Trap se coloca sobre un cubo con agua (no incluido) y se pone un cebo (magnet gel rats...) dentro del mismo tubo antes de ensamblarlo. Los roedores pasan por el tubo para acceder al cebo y el dispositivo gira sobre sí mismo haciéndolos caer al cubo con agua. Muy fácil de instalar y usar.
	Organismos objetivo	Ratones

PELIGROS	Advertencias	Realizar las revisiones de mantenimiento adecuadas y recomendadas por el fabricante para el correcto funcionamiento. Los usos no recogidos y/o incluidos en esta ficha técnica no serán cubiertos por la garantía.
-----------------	--------------	--

ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN	Almacenaje	Muy higiénico y fácil de limpiar. El cubo sólo requiere vaciar cada pocos días y puede ser descargado sin contacto requerido.
	Eliminación	La eliminación de residuos debe realizarse de acuerdo con las normativas comunitarias, nacionales y locales vigentes.

OTROS COMENTARIOS
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume los riesgos por los daños que pudieran derivarse de hechos que escapan al control del fabricante, así como los perjuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada del producto. El Departamento Regulatorio no es responsable de cualquier cambio realizado en este documento sin su revisión y aprobación. Esta Ficha Técnica no es vinculante. Por favor consulte el Registro o la MSDS.